

～ とびひ、あせも、アトピー等のひっかきキズに ～

プラスモイストDCR

プラスモイストDC

【非固着性吸収パッド】

皮膚疾患

ややドライ傾向に整える

優れた通気性

商品特長

- 1) 通気性に優れ、ムレにくいので、とびひ、あせも、アトピー等の皮膚疾患のひっかきキズの保護に簡単に使用できます。
- 2) キズから出る浸出液をすばやく吸収します。
- 3) 本品とキズとの固着を防ぎ、ややドライ傾向に整えることで治癒まで優しく保護します。
- 4) 固着しにくいので、交換時の痛みも少なく快適です。
- 5) 自由にカットして使用できるので経済的で、また、表裏が無いので、指・脇の間に挟むなど、自由な使い方が可能です。
- 6) プラスモイストDCRは、医療現場で使い易いロール形状です。

商品イメージ


<プラスモイストDCR>



<プラスモイストDC>




[断面写真]



[商品比較表]

プラスモイスト タイプ	【従来品】 V P	【新商品】 DCR DC
創傷面の 状態	適度な 湿潤状態 に整える	ややドライ 傾向へと 整える
吸収力		=
吸収速度		<
通気性		<
定価[円/cm ²]	2.0～2.4	1.3～1.4

使用方法



商品ラインナップ

<一般医療機器>

販売名 (製品番号)	サイズ(mm)	入数	仕様	医療機器製造販売届出番号	JANコード
プラスモイストDCR (DARR)	125×3000	1ロール/箱	箱入[未滅菌]	27B2X00217PMDA00	4571256950242
プラスモイストDC (DA3C)	125×125	5枚/袋	ジップ袋入[未滅菌]	27B2X00217PMDA01	4571256950235

一般的名称: 医療用不織布 (JMDNコード: 34655000)

【製造販売元及び製造元】

株式会社瑞光メディカル

〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上4-3-50

E-mail: plus_moist@zuiko.co.jp

Tel: 072-653-8877, FAX: 072-653-8876

