

新発売

ZUIKO
MEDICAL

ZUIKOPAD™ (ズイコウパッド™)




カタログ番号	サイズ	入数(枚)	定価(円) [税込]	JANコード
ZC4D	本体: 180mm x 190mm 吸収体: 150mm x 150mm	20	¥1,980-	4571256950167

販売名: ZUIKOPAD™ (ズイコウパッド™) 素材: ポリエチレン、セルロース、ポリアクリル酸ナトリウム等

ZUIKOPAD™ (ズイコウパッド™) の特長

ZUIKO
MEDICAL



- 非常に柔軟で、吸収力に優れたパッドです。
- 高吸収性のポリマーシートを使用しているため、多量の浸出液でも1枚で十分に吸収することができます。

吸収量(※)

63 g/100cm² (142 g/1枚当り)

- 特殊形状の表面シート(白色メッシュシート)が吸収体本体部に固定されていないというズイコウパッド™独自の構造が、優れたズレ応力(剪断応力)の緩和と卓越した柔軟性を実現します。
- 箱前面に名前記入欄を設けてあり、使用者毎に箱を区別・管理して使用できます。

使い方

※)測定方法: Test methods for absorbency EN13726-1 (2002)

白色メッシュシートを一次ドレッシング材側(皮膚側)に使用します。