

## ニュース・リリース

お得意先各位

2018年5月21日  
株式会社瑞光メディカル

「水虫薬と使う水虫パッド」を3月22日より新発売  
～水虫薬塗布後の患部をやさしく保護します～

株式会社瑞光の100%子会社である株式会社瑞光メディカル(本社:大阪府摂津市鳥飼上4-3-50、代表取締役社長:和田 昇)では、足指の水虫の治療に使うパッドタイプの新商品「水虫薬と使う水虫パッド」を2018年3月22日より、ココカラファイン、コクミンなどのドラッグストア等で販売を開始いたしました。

### ◆「水虫薬と使う水虫パッド」の開発背景と商品概要

水虫は白癬菌による感染症であり、足指の水虫の治療は、一般的に白癬菌を除去する水虫薬(抗菌薬剤)を患部に塗布することにより行われますが、患部に傷があると白癬菌が好む環境が保たれ、なかなか治らないケースがあります。

つまり、足指の水虫の原因は、白癬菌と患部の傷であり、“白癬菌の除去”と“傷の治療”を同時に行うと、速やかな治癒が期待できます。(図I参照)

瑞光メディカルでは、長年培ってきた傷の治療に使う創傷被覆・保護材技術を、足指の水虫における傷の治療に応用し、水虫薬(抗菌薬剤)を塗布した上から、傷を適切に保護することができるパッドタイプの新商品「水虫薬と使う水虫パッド」を、この度開発いたしました。

「水虫薬と使う水虫パッド」は、市販の水虫薬(抗菌薬剤)を塗布することで、その薬剤効果を発揮させつつ、かつ、患部の傷を適切な環境で保護することで、足指の水虫の治療を大きくサポートします。




図 I

## ◆商品明細

【一般医療機器】

商品名(商品コード)	サイズ(mm)	入数(1袋)	仕様	定価[税抜]	JANコード
水虫薬と使う水虫パッド (AFA96)	パッド:20×40 固定テープ:8×60	各6枚	ジップ袋入 [未滅菌]	698円	4571256950471

販売名: ZNC水虫パッド


一般的名称: 医療用不織布(JMDNコード:34655000)、医療用スポンジ(JMDNコード:13965000)

医療機器製造販売届出番号: 27B2X00217ZAFP00

## ◆商品イメージ



パッケージデザイン



水虫パッド本体



固定テープ

## ◆「水虫薬と使う水虫パッド」の特長


- 創傷被覆・保護材として長年の実績があるプラスモイスト<sup>®</sup>シリーズの技術を採用しています。
- 市販の水虫薬を塗布することで、その薬剤効果を発揮させます。
- 傷から出る浸出液をすばやく吸収し、傷の治療に適した環境で保護します。
- 通気性に優れ、ムレにくいので、足指の水虫を快適に保護できます。
- 患部と固着しにくいので、交換時の痛みが少ないです。
- 非常に柔軟で、指間にもフィットしやすいです。
- 固定テープで水虫パッドを患部にしっかり固定でき、ずれにくいです。

## ◆使用方法

1. 患部に水虫薬を塗ります。  
※ 水虫薬は別途お買い求め下さい。
2. 水虫パッドを患部にあてます。  
※ 本品は爪水虫には使用できません。
3. 固定テープで水虫パッドを固定します。



1)水虫薬を塗る



2)水虫パッドをあてる



3)固定テープで固定する

◆製造販売元 : 株式会社瑞光メディカル

【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル 販売管理部

メールアドレス: [plus\\_moist@zuiko.co.jp](mailto:plus_moist@zuiko.co.jp)

TEL: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876