

ニュース・リリース

お得意先各位

2013年3月28日
株式会社瑞光メディカル

「ズイコウ ハイドロコロイド包帯」を4月10日より新発売
～ハイドロコロイド素材を用いた新タイプの包帯が様々なニーズに応えます～

株式会社瑞光の子会社である株式会社瑞光メディカル(本社：大阪府摂津市、代表取締役社長：和田昇)は、肌にやさしく、はがす時に痛くない新設計のハイドロコロイド素材を用いた、新タイプの包帯「ズイコウ ハイドロコロイド包帯」を、2013年4月10日より販売開始致します。

◆商品明細


販売名 (カタログ番号)	サイズ	入数	定価 [税込]	JANコード
ズイコウ ハイドロコロイド包帯 (HCARR)	10cm幅×40cm巻	1本	698円	4571256950273

<素材>本体：ポリウレタン、ハイドロコロイド
離型紙：紙

◆商品イメージ



パッケージデザイン



本体

◆「ズイコウ ハイドロコロイド包帯」の特長

- 肌にやさしく、はがす時に痛くないハイドロコロイド素材を新採用しています。
- 従来のポリウレタンフィルムとは異なり、適度な吸収力を持ち、ムレにくいです。
- 柔らかくシワになりにくいので、貼りやすいです。
- 薄いのでかさばらず、貼った部分が半透明で目立ちにくいです。
- 従来にはなかった大きめロール形状のハイドロコロイド素材であり、応用範囲も広く、様々なニーズにお応えします。
- 安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。



ハサミで切ることが可能

◆使用方法

- ①使用用途に応じたサイズにカットします。
- ②白い離型紙をはがし、キズあてパッドなどの上から粘着面を貼り付けます。
- ③本品を貼り付けた後、確実に粘着するよう、手のひらで約1分間押さえて温めてください。

◆製造販売元

株式会社瑞光メディカル

【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル 販売管理部 広報担当：清水

メールアドレス： plus_moist@zuiko.co.jp

TEL： 072-653-8877 FAX： 072-653-8876