

平成 28 年 5 月 11 日

お客様各位

株式会社瑞光メディカル  
品質保証部 品質保証責任者  
星加 博光  
TEL : 072-653-8877



「ズイコウハイドロコロイド包帯」留めリング仕様変更のお知らせ

拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

さてこの度、「ズイコウハイドロコロイド包帯」の品質向上を目的とし、当該商品に使用しております留めリング（当該商品を筒状に丸め保管するための補助具）の仕様を、下記の通り変更することに致しました。

尽きましては、何卒宜しくご確認の上ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

尚、本件に関しまして、何かご不明の点等がございましたら、弊社品質保証部までご連絡をお願い申し上げます。

敬 具

記

商品名	ズイコウハイドロコロイド包帯
変更箇所	留めリングの仕様 ①材質 変更前：紙製 →変更後：ポリウレタン製 ②リング幅 変更前：10 mm →変更後：2 mm ③トータル重量 変更前：29g →変更後：27g
変更予定時期	2016 年 6 月上旬頃出荷分、ロット No.603A より変更

※変更箇所は留めリングの仕様（材質、リング幅等）のみで、商品本体、及びその品質、使用方法に関しては一切変更ございません。また、変更後の留めリングはラテックスフリーで硫黄成分・可塑剤を含まず、安心してお使い頂けます。

以 上